

Anti-C12Orf10 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q9Hb07

Artikelnummer: CM0018865

Einführung

C12orf10 Kaninchen-polyklonale Antikörper für IHC-P und ELISA, reagiert mit menschlicher, muriner und Ratten-MYG1-Exonuklease. Geeignet für Untersuchungen zur RNA-Verarbeitung und nukleär-mitochondrialen Kommunikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C12orf10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	MYG; Gamm1; MST024; MSTP024; C12orf10
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	60314
Gen-ID	60314
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 48-376 des menschlichen C12orf10 entspricht (NP_067653.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HB07
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel