


Anti-C17Orf70 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q0Vg06

Artikelnummer: CM0030575



Einführung

Anti-C17orf70 kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA, erkennt humanes, murines und Ratten-C17orf70 (FAAP100). Nützlich für die Untersuchung von DNA-Schadensreparatur und Fanconi-Anämie-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C17orf70 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C17orf70
Spezies	Mensch
GenID	80233
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 652-881 des menschlichen C17orf70 (NP_079437.5) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q0VG06
Proteinmasse	93 kDa
Versand	Eisbeutel