

Anti-C18Orf8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Dm3

Artikelnummer: CM0020235



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen C18orf8/RMC1 (MIC1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für Autophagie- und endosomale Transportstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	C18orf8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIC1; Mic-1; WDR98; C18orf8; HsT2591
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29919
Gen-ID	29919
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 des humanen C18orf8 (NP_037458.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96DM3
Protein-Gewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel