


Anti-C19Orf10 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q969H8

Artikelnummer: CM0017073



Einführung

Der C19orf10 Kaninchen-Polyklonale Antikörper (MYDGF) ist für WB, IHC-P, ELISA konzipiert. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Das Ziel ist myeloid-derived growth factor, beteiligt an dem Herzschutz und der Angiogenese. SWISS: Q969H8.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C19orf10 Kaninchen p-Körper
Bemerkungen/Alias	IL25, IL27, SF20, IL27w, C19orf10, R33729_1, EUROIMAGE1875335
Spezies	Mensch
GenID	56005
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-173 von menschlichem C19orf10 (NP_061980.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969H8
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel