

Anti-C1Galt1C1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Eu7

Artikelnummer: CM0028002

Einführung

C1GALT1C1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, der gegen das menschliche Chaperon C1GALT1C1 (COSMC) gerichtet ist, das an der Biosynthese von O-Glykanen beteiligt ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C1GALT1C1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TNPS; COSMC; MST143; C1GALT2; HSPC067; C38H2-L1; C1GALT1C1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29071
Gen-ID	29071
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96EU7
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel