

Anti-C1Orf146/Spo16 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q3Kqp7

Artikelnummer: CM0023768

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Maus SPO16/C1orf146, validiert für WB, IF-P und ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-SPO16 (~21 kDa). Ideal für Forschung zu Meiose und synaptonemalen Komplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C1orf146 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	SCRE, Spo16, C1orf146
Spezies	Maus
Gen-ID	76421
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 47-173 von Maus-C1orf146 enthält (NP_877422.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q3KQP7
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel