


Anti-C1Qa Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P02745

Artikelnummer: CM0021099



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes C1QA für WB und ELISA. Validiert für Human, Maus, Ratte. Erkennt die Komplement-C1q-Untereinheit A, einen Schlüsselinitiator des klassischen Komplementwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C1QA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C1QD1; C1QA
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	712
Gen-ID	712
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-245 von humanem C1QA (NP_001334394.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P02745
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel