

Anti-C1Qa-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98086

Artikelnummer: CM0023445

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Maus-C1qa gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes C1qa (26 kDa). Ideal für die Forschung am klassischen Komplementweg und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C1qa Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C1q; Adic; C1qa
Spezies	Maus
Gen-ID	12259
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-245 von Maus-C1qa (NP_031598.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P98086
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel