


Anti-C1Qb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P02746

Artikelnummer: CM0030836



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes C1QB, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human und Maus. Ideal für die Erforschung des klassischen Komplementwegs und von Immunkomplexstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C1QB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C1QD2; C1QB
Spezies	Human
GeneID (Human)	713
GeneID	713
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 104-253 von humanem C1QB (NP_000482.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P02746
Protein-Gewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel