


Anti-C1Qc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P02747

Artikelnummer: CM0026324



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches C1QC (Komplement C1q-Unterkomponente-Untereinheit C) gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Wesentlich für Studien zum klassischen Komplementweg und zur angeborenen Immunität. Immunogen: synthetisches Peptid aa 50-150. Kreuzreagiert mit Human. MW: 26kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C1QC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C1QG; C1Q-C; C1QD3; C1QC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	714
GenID	714
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem C1QC (NP_001107573.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02747
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel