

Anti-C1Qtnf5 Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bxj0

Artikelnummer: CM0029439



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches C1QTNF5 (CTRP5). Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Rekombinantes Protein als Immunogen. Für Forschung an extrazellulärer Matrix und Netzhautdegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C1QTNF5 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	MFRP, CTRP5, C1QTNF5
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	114902
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 16-243 von menschlichem C1QTNF5 entspricht (NP_056460.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXJ0
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel