

Anti-C1R Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - P00736

Artikelnummer: CM0025934



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes C1R (Komplement-C1r-Subkomponente, EDS8, EDSPD1). Geeignet für IF/ICC und ELISA, kreuzreagiert mit Human und Maus. Für Forschungszwecke in Studien zum Komplementweg und zur angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C1R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EDS8; EDSPD1; C1R
Spezies	Human
GeneID (Human)	715
GeneID	715
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 466-705 von humanem C1R (NP_001724.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P00736
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel