

## Anti-C1R Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00736

Artikelnummer: CM0019982



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches C1R, validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Komplementweg und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | C1R Rabbit pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | EDS8; EDSPD1                                                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                   |
| GenID (Mensch)    | 715                                                                                                                      |
| GenID             | 715                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 18-190 von menschlichem C1R (NP_001724.4) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                      |
| SWISS             | P00736                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 80 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                |