

## Anti-C1S-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09871

Artikelnummer: CM0028101



### Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes C1S, geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Nützlich für die Forschung am klassischen Komplementweg. Proteingewicht: 77 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | C1S Kaninchen pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | EDSPD2; C1S                                                                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| GenID (Mensch)    | 716                                                                                                                           |
| GenID             | 716                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 479-688 von humanem C1S (NP_958850.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                                                 |
| SWISS             | P09871                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 77 kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |