

Anti-C21Orf33 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P30042

Artikelnummer: CM0026809

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes C21orf33, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus- und Rattenproben.

Geeignet für Proteinnachweis und die Beschaffung von IVD-Rohstoffen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] C21orf33 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ES1; HES1; KNPH; KNPI; GT335; GATD3A; C21orf33; 33
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8209
GenID	8209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 42-268 von humanem C21orf33 (NP_004640.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30042
Proteingewicht	24kDa/28kDa
Versand	Eisbeutel