

Anti-C2Cd5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86Ys7

Artikelnummer: CM0016149

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes C2CD5, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Glukosetransports und des Insulin-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C2CD5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDP138; KIAA0528; C2CD5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	9847
Gen-ID	9847
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 732-1051 von humanem C2CD5 (NP_001273103.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86YS7
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel