

Anti-C3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01024

Artikelnummer: CM0012812



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes C3, der auf die C3c-Region (AS 1364-1663) abzielt. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Komplementwegs und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ASP, C3a, C3b, AHUS5, ARMD9, CPAMD1, HEL-S-62p
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	718
GeneID	718
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1364-1663 des humanen C3c (NP_000055.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01024
Proteingewicht	187 kDa
Versand	Kühlakku