


Anti-C3 Rabbit Polyclonal Antibody Für Wb, Elisa - P01027

Artikelnummer: CM0021758



Einführung

C3 Rabbit Polyclonal Antibody (pAb), validiert für WB und ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-Komplement C3 (186 kDa) mit hoher Spezifität. Ideal für die Forschung am Komplementweg und Immunreaktionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ASP; Plp; HSE-MSF; C3
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	718
Gen-ID	12266
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1159-1286 von Maus-C3 (NP_033908.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P01027
Proteingewicht	186kDa
Versand	Eisbeutel