

Anti-C3Orf38 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5Jpi3

Artikelnummer: CM0002123

Einführung

Hochwertiger C3orf38 Kaninchen monoklonaler Antikörper für die Apoptoseforschung am Menschen. Validiert für Western Blot und ELISA, erkennt das nicht charakterisierte Protein C3orf38 (38kDa, SWISS: Q5JPI3).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C3orf38 Kaninchen mAb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	285237
Gen-ID	285237
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 51-200 von menschlichem C3orf38 (Q5JPI3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5JPI3
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel