

Anti-C4Bpa Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P04003

Artikelnummer: CM0026339



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die C4b-bindende Protein-Alpha-Kette (C4BPA), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Komplementweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C4BPA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRP; C4BP; C4BPA
Spezies	Human
GeneID (human)	722
GeneID	722
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500 bis zum C-Terminus von humanem C4BPA (NP_000706.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04003
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel