

Anti-C4Bpb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P20851

Artikelnummer: CM0025811

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes C4BPB, geeignet für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf die Beta-Kette des C4b-bindenden Proteins, einen Regulator des Komplementwegs, ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C4BPB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C4BP; C4BPB
Spezies	Mensch
GenID	725
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 17-251 von humanem C4BPB (NP_001017364.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20851
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel