

Anti-C5Ar2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P296

Artikelnummer: CM0016102

Einführung

C5AR2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper (C5L2/GPR77) für WB und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und murines C5a-Rezeptor 2, ein GPCR, das die Anaphylatoxin-Signalgebung vermittelt. Geeignet für Entzündungs- und Immunologiestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C5AR2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	C5L2; GPF77; GPR77; C5AR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27202
Gen-ID	27202
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 258-337 des humanen C5AR2 (NP_060955.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P296
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eispackung