

Anti-C5/C5A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01031

Artikelnummer: CM0026256



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches C5/C5a gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Komplementsystem und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C5/C5a Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C5D; C5a; C5b; ECLZB; CPAMD4; C5/C5a
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	727
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1567-1676 von menschlichem C5/C5a (NP_001726.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01031
Proteingewicht	188 kDa
Versand	Eisbeutel