

Anti-C6Orf25 (G6B) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 095866

Artikelnummer: CM0017542



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes C6orf25 (G6b), validiert für WB und EL. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu thrombozytären und megakaryozytären inhibitorischen Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C6orf25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G6b; NG31; G6b-B; THAMY; C6orf25
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80739
GenID	80739
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 18-142 von humanem C6orf25 (NP_612121.12) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095866
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel