

## Anti-C7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P10643

Artikelnummer: CM0030387



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes C7, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt C7 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Bildung des komplementären Membranangriffskomplexes und zellulären Abwehrmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | C7 Kaninchen pAb                                                                                                     |
| Anmerkungen/Alias | C7                                                                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                               |
| GenID (Mensch)    | 730                                                                                                                  |
| GenID             | 730                                                                                                                  |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 22-270 von humanem C7 entspricht (NP_000578.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                               |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                  |
| SWISS             | P10643                                                                                                               |
| Proteinmasse      | 94 kDa                                                                                                               |
| Versand           | Eispackung                                                                                                           |