

Anti-C7Orf50/Cholesin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Brj6

Artikelnummer: CM0013701

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes C7orf50 (Cholesin), hergestellt gegen rekombinantes Protein (AS 1-194). Validiert für WB und ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus. Erkennt eine Bande bei ~22 kDa. Ideal für Forschung zu Cholesterinstoffwechsel und Hormonsignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C7orf50 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YCR016W; C7orf50
Spezies	Mensch
GenID	84310
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-194 von humanem C7orf50 (NP_115726.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BRJ6
Proteinmasse	22kDa
Versand	Eisbeutel