

## Anti-C8Orf4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nr00

Artikelnummer: CM0024891

### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes C8orf4 (TC1/TC-1), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Reguliert Zellproliferation, Differenzierung und inflammatorische Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | C8orf4 Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | TC1; TC-1; C8orf4                                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                     |
| Gen-ID (Mensch)   | 56892                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 56892                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-106 des humanen C8orf4 (NP_064515.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS             | Q9NR00                                                                                                                     |
| Proteinmasse      | 12 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |