


Anti-C9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P02748

Artikelnummer: CM0030730



Einführung

C9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt die humane und murine Komplementkomponente C9, eine porenbildende MAC-Untereinheit. Geeignet für die Erforschung der angeborenen Immunität und des Komplementwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C9D; ARMD15; C9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	735
Gen-ID	735
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-265 von humanem C9 (NP_001728.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P02748
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eistasche