


Anti-C9Orf114 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q5T280

Artikelnummer: CM0021384



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes C9orf114 (CENP32/SPOUT1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Ideal für die Erforschung von Zentromerbiologie, mitotischer Spindelorganisation und rRNA-Methylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	C9orf114 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CENP32; CENP-32; HSPC109; C9orf114
Spezies	Mensch
Gen-ID	51490 (human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 163-340 von humanem C9orf114 (NP_057474.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q5T280
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel