


Anti-C9orf72 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Lt7

Artikelnummer: CM0023396



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes C9orf72 (aa 9-200). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Validiert in Human, Maus und Ratte. Zielprotein involviert in Autophagie und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C9orf72 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALSFTD, DENND9, FTDALS, DENNL72, FTDALS1, C9orf72
Spezies	Human
GeneID (Human)	203228
GeneID	203228
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 9-200 von humanem C9orf72 enthält (NP_001242983.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96LT7
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eistasche