


Anti-Ca13 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N1Q1

Artikelnummer: CM0016589



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Carboanhydrase 13 (CA13), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Essenzielles Werkzeug zur Untersuchung der pH-Regulation und der metabolischen Kohlendioxidumwandlung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CA13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAXIII; CA13
Spezies	Human
GeneID (Human)	377677
GeneID	377677
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-220 der humanen CA13 (NP_940986.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8N1Q1
Protein-Gewicht	29kDa
Versand	Eistasche