


Anti-Ca3-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P07451

Artikelnummer: CM0015027



Einführung

Hochwertiger Anti-CA3-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humane, murine und ratten-Carboanhydrase III (CA3/CAIII), ein muskelspezifisches zytoplasmatisches Enzym für die reversible CO₂-Hydratation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CA3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Car3, CAIII, CA3
Spezies	Human
GeneID (Human)	761
GeneID	761
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem CA3 (NP_005172.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07451
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel