


Anti-Ca3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07451

Artikelnummer: CM0017638



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliche Carboanhydrase III (CA3) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für den Nachweis von muskelspezifischer Carboanhydrase. Molekulargewicht ~30 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Car3; CAIII; CA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	761
GenID	761
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von menschlichem CA3 (NP_005172.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P07451
Protein-Molekulargewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel