

Anti-Ca5A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P35218

Artikelnummer: CM0017312

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CA5A (auch Maus/Ratte). Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt mitochondriale Carboanhydrase, die für den Harnstoffzyklus und den Krebs-Zyklus-Stoffwechsel entscheidend ist. Für IVD-Forschung und Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CA5A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CA5; CAV; CAVA; CA5AD; GS1-21A4.1; CA5A
Spezies	Human
GeneID (Human)	763
GeneID	763
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 39-305 von humanem CA5A (NP_001730.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35218
Protein-Gewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel