

Anti-Ca5B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2D0

Artikelnummer: CM0019493

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CA5B (CAVB, CA-VB), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes CA5B. Vorhergesagtes Band bei 36 kDa. Ideal für die Forschung an mitochondrialen Kohlenhydratanhydraten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CA5B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAVB; CA-VB; CA5B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11238
Gen-ID	11238
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-317 von humanem CA5B (NP_009151.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2D0
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel