

Anti-Cab39 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y376

Artikelnummer: CM0018813



Einführung

Hochwertiger Anti-CAB39 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ziel ist das Calcium-bindende Protein 39 (MO25alpha), ein wichtiger Stabilisator des STK11/LKB1-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAB39 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MO25; CGI-66; CAB39
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51719
Gen-ID	51719
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-341 von humanem CAB39 entspricht (NP_057373.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y376
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel