


Anti-Cab39L Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H9S4

Artikelnummer: CM0029148



Einführung

CAB39L Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem CAB39L (39 kDa). Zielt auf Calcium-bindendes Protein 39-ähnlich (MO25beta), eine Komponente des STK11/LKB1-Aktivator-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAB39L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MO2L; MO25-BETA; bA103J18.3; CAB39L
Art	Mensch
GenID (Mensch)	81617
GenID	81617
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-337 von menschlichem CAB39L (NP_112187.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H9S4
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel