


Anti-Cabp7-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86V35

Artikelnummer: CM0013851



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen CABP7 (Calneuron II), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA an Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf einen Regulator des Golgi-Traffickings ab. Ideal für zellbiologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CABP7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CALN2; CABP7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	164633
GenID	164633
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-180 von menschlichem CABP7 (NP_872333.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86V35
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel