


Anti-Cacna1D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q01668

Artikelnummer: CM0019544



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CACNA1D (Cav1.3), reaktiv mit Human und Ratte, geeignet für Western Blot und ELISA. Erforschen Sie die Funktion von L-Typ-Calciumkanälen in erregbaren Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CACNA1D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CACH3; CACN4; PASNA; SANDD; Cav1.3; CCHL1A2; CACNL1A2; CACNA1D
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	776
Gen-ID	776
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1882-2181 von humanem CACNA1D (NP_000711.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q01668
Protein-Gewicht	245kDa
Versand	Eistüte