

Anti-Cacna1E-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15878

Artikelnummer: CM0015021



Einführung

CACNA1E-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Gegen rekombinantes Protein erzeugt und geeignet für die Erforschung von R-Typ-Calciumkanälen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CACNA1E-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	BII; CACH6; DEE69; gm139; Cav2.3; EIEE69; CACNL1A6; CACNA1E
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	777
GeneID	777
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 2014-2313 des humanen CACNA1E (NP_001192222.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyk_clone Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15878
Proteingewicht	262 kDa
Versand	Kühlakku