


Anti-Cacna1H Polyclonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - 095180

Artikelnummer: CM0015466



Einführung

CACNA1H Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper gegen humanes CACNA1H, validiert für IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber der Maus. Entwickelt für die Forschung an dem T-Typ Calciumkanal Cav3.2 im Bereich des Ionentransports und neurologischen Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CACNA1H Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8912
GeneID	8912
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1890-2030 des humanen CACNA1H (NP_066921.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	095180
Proteingewicht	259 kDa
Versand	Eisbeutel