


Anti-Cacna1H-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If-P, Elisa - O95180

Artikelnummer: CM0022944



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CACNA1H (Cav3.2), eine Untereinheit des T-Typ-Kalziumkanals. Für IF-P und ELISA validiert, kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Neurowissenschaften, Kardiologie und die Erforschung von Ionenkanälen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CACNA1H-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8912
Gen-ID	8912
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2250-2353 des humanen CACNA1H (NP_066921.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	O95180
Proteingewicht	259 kDa
Versand	Kühlpack