

Anti-Cacna1S Polyklonaler Antikörper Für If-P Und Elisa - Q13698

Artikelnummer: CM0019559



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CACNA1S (Cav1.1, L-Typ-Calciumkanal-Untereinheit alpha-1S), validiert für IF-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erregungs-Kontraktions-Kopplungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CACNA1S Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MH55; DHPRM; HOKPP; TTPP1; CMYP18; Cav1.1; HOKPP1; hypoPP; CCHL1A3; CACNL1A3; CACNA1S
Spezies	Mensch
GeneID (human)	779
GeneID	779
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 900-1000 von humanem CACNA1S (NP_000060.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q13698
Proteingewicht	212kDa
Versand	Eistasche