

Anti-Cacna2D2 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ny47

Artikelnummer: CM0017816

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches CACNA2D2, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung an Calciumkanälen und verwandte Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CACNA2D2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CASVDD; CACNA2D; CACNA2D2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9254
Gen-ID	9254
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-200 von menschlichem CACNA2D2 (NP_001167522.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NY47
Proteinmasse	130 kDa
Versand	Eisbeutel