

Anti-Cacna2D3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Izs8

Artikelnummer: CM0017551

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CACNA2D3 (Spannungsabhängige Calciumkanal-Untereinheit alpha-2/delta-3). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Für Ionenkanal- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CACNA2D3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSA272268, CACNA2D3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55799
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 900-1040 von humanem CACNA2D3 (NP_060868.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8Izs8
Protein-Gewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel