


Anti-Cacnb1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02641

Artikelnummer: CM0025495



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen CACNB1, eine regulatorische Untereinheit von L-Typ Calciumkanälen, validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für kardiovaskuläre und neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CACNB1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CAB1; CCHLB1; CACNLB1; CACNB1
Spezies	Mensch
GeneID	782
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 429-598 von menschlichem CACNB1 (NP_000714.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02641
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel