

Anti-Cacnb3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54284

Artikelnummer: CM0016354



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CACNB3 (CAB3, CACNLB3), eine spannungsabhängige L-Typ-Kalziumkanal-Untereinheit Beta-3. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Ionenkanal- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CACNB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAB3, CACNLB3, CACNB3
Spezies	Human
GeneID	784
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 355-484 von humanem CACNB3 (NP_000716.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P54284
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eistasche