


Anti-Cacybp Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hb71

Artikelnummer: CM0024398



Einführung

Calcyclin-bindendes Protein (CACYBP)
Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Nützlich für die Erforschung des Ubiquitin-vermittelten Abbaus und der Calcium-Signalübertragung. Unterstützt durch CamelBios Expertise in der Bereitstellung von IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] CACYBP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SIP, GIG5, PNAS-107, S100A6BP, BP
Spezies	Human
GeneID (Human)	27101
GeneID	27101
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-228 des humanen CACYBP (NP_055227.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9HB71
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel