


Anti-Cacybp Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) - Q9Hb71

Artikelnummer: CM0027214



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CACYBP, validiert durch Knockout, für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Detektiert endogenes CACYBP in humanen, murinen und rattigen Proben. Rekombinantes Immunogen sorgt für Chargen-zu-Chargen-Konsistenz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] CACYBP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SIP; GIG5; PNAS-107; S100A6BP; BP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27101
GenID	27101
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HB71
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel