


Anti-Cad Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27708

Artikelnummer: CM0029335



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CAD (P27708), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Pyrimidinbiosynthese und Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	790
GenID	790
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1650-1900 von humanem CAD (NP_004332.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27708
Proteingewicht	243 kDa
Versand	Eisbeutel